

# インスリンポンプ・持続グルコース測定器

## ご使用中の受診者様へ

機器を装着したまま、

### **X線検査**を

ご受診いただくことは  
できません。

(胸部X線・胃部X線・CT・マンモグラフィなど)



## **主治医にご確認ください**

- 機器を外していただければX線検査をご受診いただけます。ただし、**健診受診のために機器の脱着を行ってよいか、事前に主治医にご確認ください。**
- 機器の取り外しを行う受診者様は、**交換用をご持参ください。**
- 事業団スタッフによる機器の脱着は**行っておりません。**
- 健診の受診時期につきましては、**機器の交換時期と合わせてご受診**いただくことをお勧めします。

放射線等の影響を受け、何らかの誤作動や故障の原因となることが報告されているため、公益社団法人日本糖尿病協会・機器販売メーカーの指導に基づき、上記の対応を取らせていただきます。

【対象機器掲載元：公益社団法人日本糖尿病協会】



# インスリンポンプ・持続グルコース測定器は 磁気の影響を受ける可能性があります。 検査前に必ず取り外しをお願いいたします。

## インスリンポンプ

ミニメド  
620G/640G/770G/780G  
インスリンポンプ  
日本メドトロニック㈱



パラダイムインスリンポンプ  
712/722  
日本メドトロニック㈱



メディセーフウィズスマート  
テルモ(株)



TOP-8200  
源トップ



## 持続グルコース測定器 (CGM)

ミニメド770G/780Gトランスミッタ  
ガーディアン4トランスミッタ  
日本メドトロニック㈱



Dexcom G6 CGMシステム  
Dexcom G7 CGMシステム  
デクスコムジャパン(有)



FreeStyle リブレ2センサー  
アボットジャパン(有)



## 取り外しが必要なもの

| 療法       | 製品名                                                      | 装着・携帯しているもの | X線   | CT   | MRI  |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|
| インスリンポンプ | ミニメド620G/640G/770G/780G インスリンポンプ<br>パラダイムインスリンポンプ712/722 | 注入セット       | 必要なし | 必要なし | 必要なし |
|          |                                                          | ポンプ本体       | 必要   | 必要   | 必要   |
|          | メディセーフウィズスマート                                            | 注入セット(パッチ)  | 必要   | 必要   | 必要   |
|          |                                                          | ポンプ         | 必要   | 必要   | 必要   |
|          | TOP-8200                                                 | 注入セット       | 必要なし | 必要なし | 必要   |
|          |                                                          | ポンプ本体       | 必要   | 必要   | 必要   |
| CGM      | ミニメド770G/780G トランスミッタ<br>ガーディアン4 トランスミッタ                 | トランスミッタ     | 必要   | 必要   | 必要   |
|          |                                                          | センサー        | 必要   | 必要   | 必要   |
|          | Dexcom G6 CGMシステム<br>Dexcom G7 CGMシステム                   | トランスミッタ     | 必要   | 必要※  | 必要   |
|          |                                                          | センサー        | 必要   | 必要※  | 必要   |
|          | FreeStyle リブレ2センサー                                       | センサー        | 必要   | 必要   | 必要   |

※Dexcom G7はCTスキャン中にスキャン領域から外され、鉛エプロンで覆われている場合は、取り外しの必要はありません。

各製品の使用方法については各社コールセンターまでお問い合わせください。

日本メドトロニック株式会社 日本メドトロニック24時間サポートライン TEL: 0120-56-32-56 受付時間 24時間365日受付

テルモ株式会社 テルモ・コールセンター TEL: 0120-84-1214 インスリンポンプ専用 24時間365日受付

デクスコムジャパン合同会社 テクニカルサポートセンター TEL: 0800-000-8019 受付時間【平日】8:00-20:00、【土曜・祝日】8:00-17:00(日曜、祝日が重なる土曜、弊社指定休業日を除く)  
製品サポートリクエスト [https://dexcom-intl-jp.custhelp.com/app/support\\_request/](https://dexcom-intl-jp.custhelp.com/app/support_request/)

株式会社トップ TEL: 0120-74-5510 24時間365日受付

アボットジャパン合同会社 お客様相談窓口: 0120-37-8055 受付時間: 【月曜～金曜】8:00-20:00、【祝日】8:00-17:00  
お客様相談窓口メールアドレス(常時受付): [adc-cs.jp@abbott.com](mailto:adc-cs.jp@abbott.com)